

FortaceDx K200

Fully Automated Chemistry Analyzer
KEMENKES RI AKD 20102320637



FITUR

Kecepatan sampai
200 test/jam

Konsumsi air yang irit
kurang dari 1.8 liter/jam

Full sealed optical system
melindungi dari pengotor

Konsumsi reagen irit
(vol reaksi min : 160 μ L)

Konsumsi wash solution
yang irit (60 μ L/wash)

Syringe yang presisi
dengan tingkat pipetasi $\pm 0.1 \mu$ L

Software yang
user friendly


e-katalog.lkpp.go.id



Memiliki keunggulan

- Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD)
- Memiliki sistem **full otomatis**
- **Konsumsi air yang lebih hemat**
- **Konsumsi reagen dan wash solution yang irit**
- Dilengkapi dengan **40 ruang reagen**
- Support untuk **windows OS 7 dan 8**

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

 Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, 12210 |  021-5305073/74 |  08111710055
 info@isotekindo.co.id |  www.isotekindo.co.id |  isotekindo Intertama |  @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

FortaceDx K200

Spesifikasi

Parameter

- ALT, AST, APL, GGT, TP, Alb, TBIL, DBIL, LDH, CK, Ck-MB, α -HBDH, CHO, TG, HDL-C, LDL-C, Apo A1, Apo B, Lp(α), BUN, CRE, UA, CO2-CP, AMS, LIP, GLU, HbA1C, Iha, IgG, IgM, C3, C4, CRP, Alkohol, dll

Metodologi tes

- Endpoint, Fixed-time, Kinetik

Sumber cahaya

- Lampu tungsten, 12V 20W dengan filter FMSS & watter cooling system

Panjang gelombang

- 8 gelombang: 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm, 679nm

Rentan fotometrik

- 0-3,0 ABS
- Akurasi: 0,002Abs

Detektor

- Photodiode detector array

Memori

- lebih dari 100.000 hasil test

Posisi Reagen

- 20 reagen besar & 20 reagen kecil

Konsumsi Air dan Cleaning

- Kurang dari 5L/Jam
- 6 step auto wash station

Kontrol Temperatur

- Metal termostart untuk reaction disk

Sistem Operasi

- Windows 7/8

Interface

- 1 Network port, support transfer data
- 2 USB port: untuk keyboard, mouse, dan printer external

Suhu Pengoperasian

- Temperatur: 10-30°C
- Suhu reaksi 37°C
- Kelembapan: 30-80%

Sumber Tenaga

- Wide power supply: AC 100-240V, 50/60Hz, 350VA

Dimensi

- 720*450*550mm - 50 Kg

PT ISOTEKINDO INTERTAMA

 Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, 12210 |  021-5305073/74 |  08111710055
 info@isotekindo.co.id |  www.isotekindo.co.id |  Isotekindo Intertama |  @isotekindo



linktr.ee/isotekindo