

# SEASIGHT SERIES

**ESR (ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE) /  
LED (LAJU ENDAP DARAH)**



**Seasight ESR Tube 170mm**



**Seasight Fast Detector**



**Seasight ESR  
Tube 150mm**

Menggunakan bahan *Polypropylene* dengan grade *USP VI*, menjamin kekuatan & ketahanan produk

Dengan metode Westergren sesuai standar *Hematologi dan Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI)*

**SOLUSI TEPAT PEMERIKSAAN LED  
UNTUK HASIL ANDAL**

KEMENKES RI AKL 20206420018 (ESR TUBE 150mm)

Importir dan Distributor Resmi:

**PT ISOTEKINDO INTERTAMA**

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo.intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo

### Seasight ESR Tube 150mm

#### Tabung & Pipet Ukur

- Material : *USP VI Polypropylene*
- Skala baca : 0-150mm
- Cairan antikoagulan : 0.2 ml (sodium citrate 3,8%)
- Waktu baca : 60 Menit
- Metode : *Westergren*
- ED : 2 Tahun

#### Rak

- Material : *Polypropylene*
- Jumlah channel : 10 ruang

### Seasight ESR Tube 170mm

#### Tabung & Pipet Ukur

- Material : *USP VI Polypropylene*
- Skala baca : 0-170mm
- Cairan antikoagulan : 1,6 ml (Na citrate 3,8%)
- Waktu baca : 60 Menit
- Metode : *Westergren*
- ED : 2 Tahun

#### Rak

- Material : *Polypropylene*
- Jumlah channel : 10 ruang

### Seasight ESR Fast Detector

#### Tabung & Tabung Ukur

- Material : *USP VI Polypropylene*
- Skala baca : 0-140mm
- Cairan antikoagulan : 1,28 ml (Na citrate 3,8%)
- Waktu baca : 30 Menit
- Metode : *Fast Detector Westergren*
- ED : 2 Tahun

#### Rak

- Material : *Polypropylene*
- Jumlah channel : 10 ruang

Importir dan Distributor Resmi:

**PT ISOTEKINDO INTERTAMA**

Jl. Raya Kebayoran Lama 309-C, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210 | (021) 5305073-74 | 0811.171.0055

info@isotekindo.co.id | www.isotekindo.co.id | isotekindo.intertama | @isotekindo



linktr.ee/isotekindo  
20240930/RIM